


Promedon

— People + Innovat

Válvulas Hakim



INTEGRA 
LIMIT UNCERTAINTY

Codman®
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES



CHILE

Campanario 107-A, Las Condes / T: (+56) 22-2401900 / ventas@promedon.com


Razón Social: PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S.A. / Rut: 78.566.250- 4

Válvulas Hakim de presión fija


Las válvulas Hakim de presión fija cuenta con un mecanismo de bola y resorte de diferentes presiones para adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. Está disponible en múltiples diseños y con opción a antisifón.

La válvula de precisión Codman Hakim de presión fija incluye un mecanismo (Figuras 1 y 2) basado en un resorte plano de acero inoxidable 316L, cuya calibración se lleva a cabo por medio de una combinación entre un pilar y un fulcro telescópico microajustable. El chasis de la válvula está hecho de titanio. La esfera y el cono son fabricados a partir de rubí sintético. El diseño del asiento de la válvula de cono y esfera mantiene la presión intraventricular a nivel constante.

Compatibilidad MRI hasta 1.5 tesla




Codman Hakim Regular




CÓDIGO	PRESIÓN
CD-823819	40mmHg ± 10mmHg
CD-823818	70mmHg ± 10mmHg
CD-823817	100mmHg ± 10mmHg

Codman Hakim Cilíndrica



CÓDIGO	PRESIÓN
CD-823019	40mmHg ± 10mmHg
CD-823018	70mmHg ± 10mmHg
CD-823017	100mmHg ± 10mmHg

Codman Hakim Micro



CÓDIGO	PRESIÓN
CD-823038	40mmHg ± 10mmHg
CD-823037	70mmHg ± 10mmHg
CD-823036	100mmHg ± 10mmHg

CATETER	LARGO	∅ EXTERNO	∅ INTERNO
Catéter Ventricular	14 cms	2.7mm	1.4mm
Catéter Peritoneal	120 cms	2.2mm	1.0mm

Codman Hakim Programable

La válvula Codman Hakim Programable ofrece la capacidad de optimizar la presión de apertura de un sistema de derivación antes y después de la implantación. La válvula programable permite que un cirujano cambie de forma no invasiva la presión de apertura entre 30mm de H₂O y 200mm de H₂O en 18 niveles.

El ajuste de la válvula se realiza mediante un campo magnético codificado externamente. El resorte y la esfera de la válvula se asientan sobre un espiral giratorio. Una vez que se aplica el campo magnético, esta esfera gira sobre este espiral, aumentando o disminuyendo la tensión en el resorte y cambiando la presión de apertura de la válvula.



La cámara de bombeo permite controlar la permeabilidad y puerto de acceso.

Contiene orificios de sutura para fijar la válvula.

La esfera de rubí sintético rota libremente para liberar el flujo del LCR a través de la válvula. Se fabrica en conjunto con la base para asegurar un completo cierre de la válvula.

El resorte de acero inoxidable no distorsionable especialmente diseñado, asegura estabilidad y repetibilidad de la presión seleccionada.


El resorte de acero inoxidable no distorsionable especialmente diseñado, asegura estabilidad y repetibilidad de la presión seleccionada.

El motor magnético e inalámbrico rota el espiral a través de una señal magnética codificada.

18 niveles diferentes permiten a los cirujanos optimizar con precisión la presión de apertura.

Dispositivo SiphonGuard para prevenir el sobredrenaje (Opcional)


Codman Hakim Programable en línea con SiphonGuard



CD-823832

- Válvula con conectores plásticos y SiphonGuard integrado.
- Catéter ventricular de 14cms.
- Estilete de acero inoxidable.
- Catéter distal de 120cms.
- Adaptador de cebado plástico.
- Adaptador de ángulo recto plástico.

Codman Hakim Programable en línea



CD-823834

- Válvula con conectores plásticos integrados.
- Catéter ventricular de 14cms.
- Estilete de acero inoxidable.
- Catéter distal de 120cms.
- Adaptador de cebado plástico.
- Adaptador de ángulo recto plástico.

Programador de Válvula Codman Hakim



82-3190R

Promedon
— *People + Innovation*



[promedonchile](#)



[promedonchile](#)



[Promedon Chile](#)