


Promedon

— People + Innovat

Cotonoides



INTEGRA
LIMIT UNCERTAINTY

Codman
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES



CHILE

Campanario 107-A, Las Condes / T: (+56) 22-2401900 / ventas@promedon.com

Razón Social: PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S.A. / Rut: 78.566.250- 4

Cotonoides Codman

Los cotonoides Codman proveen al neurocirujano suavidad, protección, absorción y conveniencia para satisfacer las demandas de la cirugía craneal e intraespinal.



- **Absorción**

Los cotonoides codman absorben 7 veces su peso en menos de un segundo.

- **Detectables por Rayos X**


Los cotonoides codman contienen marcadores integrados detectables por rayos X.

- **Protección**

Los cotonoides Codman están fabricados de un material patentado Cottonoid® de rayon prensado.

- **Fáciles de remover**

El hilo indicador esta suturado al centro del cotonoide mientras que los bordes son suaves y libres de fijaciones.



CÓDIGO	MEDIDAS PULGADAS	MEDIDAS MM
CD-801400	1/2" X 1/2"	13mm x 13mm
CD-801401	3/4" X 3/4"	19mm x 19mm
CD-801402	1/2" X 1"	13mm x 25mm
CD-801403	1" X 1"	25mm x 25mm
CD-801404	1/2" X 1 1/2"	13mm x 38mm
CD-801406	1/2" X 2"	13mm x 52mm
CD-801407	1/2" X 3"	13mm x 76mm
CD-801408	1" X 3"	25mm x 76mm

Promedon
— People + Innovation



[promedonchile](#)



[promedonchile](#)



[Promedon Chile](#)