


FLUENZ

CABLE GUÍA HÍBRIDO

LA NUEVA GUÍA PREMIUM COMBINA Y POTENCIA
LAS PRINCIPALES PROPIEDADES DE DOS GUÍAS,
EN UNA SOLA.



Punta flexible hidrofílica, para facilitar el acceso y reducir la fricción durante el avance sobre anatomías complejas



Núcleo central de nitinol, asegura control y maniobrabilidad



Revestimiento espiralado de acero inoxidable recubierto de PTFE, para desarrollar una eficiente instrumentación

Promedon

Urology and Pelvic Floor

El preciso perfil de transición entre materiales asegura la mejor performance

FLUENZ
CABLE GUÍA HÍBRIDO




Extremo proximal flexible

Evita daños en el ureteroscopio

Longitud Total: 150 cm



Dispenser con **innovador** mecanismo de acoplamiento y deslizamiento de guía



Ref. Comercial	Cantidad / Caja
G-35-150S-COMBI	10 un.