


KIT DE NEFROSTOMÍA

NUEVAS MEDIDAS

DIVISIÓN ENDOUROLOGÍA



NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA

Procedimiento por el cual se accede directamente a los cálices del riñón. Esta característica determina la necesidad de contar con un conjunto de instrumentales para practicarlo, que deben ser específicos en sus atributos, realizados con materiales biocompatibles y de alta calidad.


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

KIT DE NEFROSTOMÍA Código de producto: SNEF-08, SNEF-12, SNEF-14


PRINCIPALES COMPONENTES DEL KIT DE NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA PROMEDON

1 CATÉTER

//Mono J. Posibilita el drenaje urinario.



3 DILATADORES



Código de producto	Catéter (1 unidad)	Dilatadores (3 unidades)
SNEF-08	8 FR – 24,5 CM	6 FR, 8 FR Y 10 FR - 25 CM
SNEF-12	12 FR – 24,5 CM	10 FR, 12 FR Y 14 FR - 25 CM
SNEF-14	14 FR – 24,5 CM	12 FR, 14 FR Y 16 FR - 25 CM

¡NUEVAS MEDIDAS!

1 AGUJA CHIBA

//La aguja chiba ingresa en forma recta hacia el interior del cáliz.


MATERIAL	Acero inoxidable / Conector de polipropileno
LARGO ÚTIL	33 cm
DIÁMETRO	18 G

1 AGUJA IP

// Hipodérmica.

MATERIAL	Acero inoxidable
LARGO	20 cm
DIÁMETRO	18 G
TIPO DE PUNTA	Trocar

1 CABLE GUÍA



//Cable guía rígida, de baja fricción y visibilidad fluoroscópica.

MATERIAL	Acero inoxidable recubierto de PTFE
LARGO	150 cm

1 ADAPTADOR DE CONEXIÓN

1 ESTILETE

CONOCÉ MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO EN
www.promedon-urologypf.com