

Unitape



La mejor elección entre
**los slings suburetrales
de polipropileno**

Promedon
— People + Innovation



Unitape


El **sistema Unitape** es la manera más simple de tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo entre las actuales opciones de slings suburetrales convencionales.



Unitape tplus

ABORDAJE TRANSOBTURATORIO

Unitape T Plus incluye un sling transobturatorio de polipropileno monofilamento macroporoso y dos agujas semicirculares.




Procedimiento transobturatorio simple y versátil

- Unitape T Plus puede ser usado para abordajes In-Out y Out-In.

Nuevo sistema de agujas, con diseño anatómico.

- Nuevo diámetro reducido de 3mm. El más pequeño del mercado.
- Ojal de aguja con bordes planos, que minimiza el posible enganche de tejidos.
- Mango rediseñado más ergonómico.



Lanzado en 2006, ha realizado más de 100.000 cirugías

Versatilidad

La versatilidad de Unitape permite a los cirujanos escoger el mejor abordaje quirúrgico para cada paciente.

Una malla confiable

El material de malla tiene una óptima porosidad y densidad, ofreciendo las mejores condiciones para el crecimiento del tejido y minimizando el riesgo de erosión e infección.

La baja elasticidad de la malla Unitape ofrece una colocación intraoperatoria precisa y asegura un procedimiento sin tensión. Los bordes del sling están termosellados, permitiendo mayor estabilidad estructural del producto.

Unitape muestra una tasa de curación de 88% (resultado negativo en la prueba de estrés de la tos).⁽¹⁾

Unitape

VS

Ensamble para el abordaje vaginal

ABORDAJE VAGINAL / SUPRAPÚBICO

El sistema Unitape VS incluye un sling de polipropileno monofilamento macroporoso y dos agujas curvas.

Selección del abordaje

- El sistema incluye dos agujas curvas especialmente diseñadas para realizar el abordaje vaginal o suprapúbico.

Sistema de agujas

- La curvatura de las agujas permite una inserción mínimamente invasiva y una colocación segura y precisa del sling.

Reporte de éxito del paciente del 91,3%⁽²⁾

Ensamble para el abordaje suprapúbico

1. The Comparison of Short Term Results of Transobturator Tape and Single Incision Midurethral Sling Procedures. Int J Women's Health Reproduction Sci 2013, Vol. 1, No. 3, Autumn. Mehmet Bilgehan Yuksel, Osman Kose, Ayhan Karakose, Sacit Nuri Gorgel, Yuksel Yilmaz, Bilal Gumus Celal Bayar, University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Manisa.Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Department of Urology, Izmir. Izmir University, School of Medicine, Department of Urology, Turkey.

2. Prospective randomized comparison of the transobturator mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study. Michaela Jurakova1 & Martin Huser2 & Ivan Belkov2 & Petr Janku2 & Robert Hudecek2 & Petr Stourac3 & Jiri Jarkovsky4 & Pavel Ventruba2 University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Manisa.Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Department of Urology, Izmir. Izmir University, School of Medicine, Department of Urology, Czech Republic. Int Urogynecology Journal 2015



Información de producto

Unitape T Plus

Código de producto: KIT-UNITAPE-T PLUS

1 Sling Unitape T Plus

2 Agujas TOT

Unitape VS

Código de producto: KIT-UNITAPE-VS

1 Sling Unitape VS

2 Agujas Unitape VS

B-30-18 (05)/26-JUL-2017