

STENT URETERAL DOBLE PIGTAIL

# URODRAIN

- Stent doble pigtail de poliuretano radiopaco
- Diseño de paredes delgadas

REGULAR  
Relación ID/OD baja



PAREDES DELGADAS  
Relación ID/OD alta



Incluye hilo de sutura

Marcas de graduación

Grabado del stent con marca y diámetro-largo

Loop cerrado para una mejor retención

Punta cónica para posicionamiento atraumático

VERSIÓN SOFT  
CON MATERIAL DE  
MENOR DUREZA

URODRAINSOFT

URODRAIN FLEX

# URODRAIN

## STENTS Y SET URETERALES

### URODRAIN

### URODRAIN FLEX

\*Todos los modelos incluyen empujador



	MEDIDA	CÓDIGO DE PRODUCTO		
	Diámetro (Fr) x Longitud entre pigtails (cm)	DJ + Pusher	DJ con guía de teflón + Pusher	DJ con guía de nitinol + Pusher
Medidas pediátricas	4,0 X 12	DJ-4012-O-S1	ST-4012-OT-S1	-
	4,0 X 18	DJ-4018-O-S1	ST-4018-OT-S1	-
	4,7 X 22	DJ-4722-O-S1	ST-4722-OT-S1	ST-4722-ON-S1
	4,7 X 24	DJ-4724-O-S1	ST-4724-OT-S1	ST-4724-ON-S1
	4,7 X 26	DJ-4726-O-S1	ST-4726-OT-S1	ST-4726-ON-S1
	4,7 X 28	DJ-4728-O-S1	ST-4728-OT-S1	ST-4728-ON-S1
	6,0 X 24	DJ-6024-O-S1	ST-6024-OT-S1	ST-6024-ON-S1
	6,0 X 26	DJ-6026-O-S1	ST-6026-OT-S1	ST-6026-ON-S1
	6,0 X 28	DJ-6028-O-S1	ST-6028-OT-S1	ST-6028-ON-S1
	7,0 X 26	DJ-7026-O-S1	ST-7026-OT-S1	ST-7026-ON-S1
	7,0 X 28	DJ-7028-O-S1	ST-7028-OT-S1	ST-7028-ON-S1



PSD-00000389 (02) / NOV-2022

### URODRAIN SOFT

\*Todos los modelos incluyen empujador

	MEDIDA	CÓDIGO DE PRODUCTO		
	Diámetro (Fr) x Longitud entre pigtails (cm)	DJ + Pusher	DJ con guía de teflón + Pusher	DJ con guía de nitinol + Pusher
Medidas pediátricas	4,0 X 12	DJ-4012-O-S2	ST-4012-OT-S2	-
	4,0 X 18	DJ-4018-O-S2	ST-4018-OT-S2	-
	4,7 X 22	DJ-4722-O-S2	ST-4722-OT-S2	ST-4722-ON-S2
	4,7 X 24	DJ-4724-O-S2	ST-4724-OT-S2	ST-4724-ON-S2
	4,7 X 26	DJ-4726-O-S2	ST-4726-OT-S2	ST-4726-ON-S2
	4,7 X 28	DJ-4728-O-S2	ST-4728-OT-S2	ST-4728-ON-S2
	6,0 X 24	DJ-6024-O-S2	ST-6024-OT-S2	ST-6024-ON-S2
	6,0 X 26	DJ-6026-O-S2	ST-6026-OT-S2	ST-6026-ON-S2
	6,0 X 28	DJ-6028-O-S2	ST-6028-OT-S2	ST-6028-ON-S2
	7,0 X 26	DJ-7026-O-S2	ST-7026-OT-S2	ST-7026-ON-S2
	7,0 X 28	DJ-7028-O-S2	ST-7028-OT-S2	ST-7028-ON-S2

ALGUNAS MEDIDAS PODRÍAN NO ESTAR DISPONIBLES EN SU PAÍS INMEDIATAMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE CON SU REPRESENTANTE.

**Promedon**  
Urology and Pelvic Floor

www.promedon-upf.com